

CHIRANA

CONNECT



Spôľahlivosť + Precíznosť + Komfort = Chirana.

CHIRANA CONNECT

Navrhnutá pre maximálnu efektívitu, pohodlie pacienta a inteligentné riešenia pre lekára, kombinuje modernú estetiku so spoľahlivosťou.



Slovenský výrobca

Sme hrdý slovenský výrobca s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti stomatologických technológií. Naša najnovšia stomatologická súprava CHIRANA CONNECT je navrhnutá a vyrobená na Slovensku podľa najvyšších európskych štandardov.

Náš záväzok nekončí dodaním

Poskytujeme výnimočnú podporu, aby vaša prax prebiehala hladko. Vďaka rýchlej odozve a odbornému servisu zabezpečíme, že CHIRANA CONNECT bude bezchybné fungovať.



Vytvorte synergiu, ktorá posunie stomatologickú prax na vyššiu úroveň. Vaša ordinácia potrebuje súpravu CHIRANA CONNECT.



Pracovisko Lekára

Intuitívny pracovný priestor.

Kompaktná veľkosť.

Náš nový kompaktný stolík lekára ponúka plnú funkčnosť v priestorovo úspornom dizajne.

Kľúčové vlastnosti

- **Sklenená dotyková klávesnica** – intuitívne ovládanie a jednoduché čistenie
- **Možnosť umiestnenia 5 ľubovoľných nástrojov** – pre väčšiu všestrannosť a využitie
- **Možnosti kontinentálneho (horného) alebo tradičného (dolného) upevnenia hadíc**
- **4 používateľské profily** – pre nastavenia a uloženia parametrov nástrojov a súpravy
- **Regulácia vody** – jeden regulátor alebo nezávislé regulátory pre každý nástroj samostatne
- **Elektronická regulácia vody a vzduchu** – presné nastavenie ovládania
- **Manuálny alebo pneumatický systém** – bezpečné uzamknutie polohy stolíka lekára



Pracovisko Asistenta

Bližšie k pacientovi.



Kľúčové vlastnosti

- **Dotyková sklenená klávesnica** – intuitívne ovládanie a jednoduché čistenie
- **3 nástroje** – pre obsadenie rôznych nástrojov podľa potreby
- **Zjednodušené rameno** – maximálna efektívnosť priestoru
- **Pantografické rameno (opcia)** – optimálny dosah a flexibilita
- **Senzory detekcie hladiny kvapalín** - pre dezinfekciu a destilovanú vodu
- **Prepojené programovanie** - program lekára sa zrkadlí na rameno sestry
- **Integrované funkcie** – jednoduché programovanie plnenia pohára a oplachovanie misy



Kreslo

Navrhnuté pre pohodlie.



Kľúčové vlastnosti

- **Trendelenburgova poloha** - keď ide o život CHIRANA CONNECT nerobí kompromisy
- **2D alebo 3D opierka hlavy** - presná pohodlná opora hlavy a krku
- **Ergonomická ľavá laktová opierka (v základe) a sklopná pravá laktová opierka (opcia)** - oddelenie priestoru pre pacienta
- **Synchronizovaný pohyb** - plynulé a koordinované polohovanie pacienta
- **Možnosti trojitého ovládania** – stolík lekára, stolík asistenta alebo multifunkčný nožný ovládač
- **Výber čalúnenia v troch úrovniach** - štandardné (6cm), prešívané štandardné (8cm), prešívané prémiové (8cm)
- **Široký výber farieb** - vytvorí dokonalý priestor pre každý štýl ordinácie



Pl'uvadlový blok

Dostupná údržba kedykoľvek.



Kľúčové vlastnosti

- **Keramická misa** – ľahko vyberateľná, čo uľahčuje čistenie
- **Odnímateľný kryt** – jednoduchý prístup do servisného priestoru
- **Kompaktný dizajn** – šetrí miesto bez kompromisov vo funkčnosti
- **Všestranné možnosti odsávania** – kompatibilné s mokrými alebo suchými odsávaním (DURR, CATANI, METASYS MST, METASYS Compact Dynamic, Dürr CS1;CAS-1, atď.)
- **Rozdelený prístup** – jedna strana je určená na bežné každodenné používanie, druhá je optimalizovaná pre kompletnú údržbu



Extra

Moderný dizajn. Nadčasová spoľahlivosť.



Kľúčové vlastnosti

- **Pripojenie externých médií** – kompatibilné s akýmkoľvek externým stolovým riešením
- **Multifunkčný nožný ovládač** – káblové alebo bezdrôtové ovládanie, možnosť programovania pomocou bočných tlačidiel,
- **Všestranná platforma** – umožňuje prispôbenie rôznym požiadavkám
- **Doplňte si svoju zubnú súpravu** – ponúkame široký sortiment stomatologických nástrojov CHIRANA



Prístup bez potreby náradia

Otvorte si zubnú súpravu bez akéhokoľvek náradia. Zjednodušte si údržbu ako nikdy predtým.

CHIRANA
Medical STARÁ
TURÁ



**connect
yourself
with
comfort**

Viac informácií nájdete na
našej webovej stránke.

www.chirana.eu